



# Digital Camera Adaptor TD-2

*Serving Your Vision*



## 検者の利目にあわせてワンタッチで光路を変更

映像をデジタルカメラに取り込む光路を、検者の利目にあわせて変えることができます。背面のダイヤルを切り替えることによりワンタッチで光路の変更が可能です。眼底観察の際には、視野内の画像とキャプチャー画像のずれを気にせずにご覧いただけます。

## イエローフィルター IN/OUT機構

角膜の蛍光観察において、内蔵のイエローフィルターを使用することにより、コントラストの高い映像を得ることができます。ワンタッチ操作で簡単にIN/OUTすることができます。当社のスリットランプとのセッティングではコバルトブルーフィルターとのベストマッチングにより更にコントラストの高い映像を得ることができます。

## ワンプッシュで静止画像のキャプチャー

スリットランプとカメラをトリガーケーブルで接続することにより、スリットランプのジョイスティックボタンを押すごとに静止画像をキャプチャーすることができます。

※カメラのモデルによっては、トリガーケーブルが使用できない場合がありますので、詳細につきましては、弊社営業部までお問い合わせください。

## バックグラウンド照明装置との組み合わせ

スリットランプのバックグラウンド照明装置と組合わせて使用することにより、患者様への説明などでの場面でさらに有効にお使いいただけます。

※スリットランプによってバックグラウンド照明装置が異なりますので、詳細につきましては、弊社営業部までお問い合わせください。

## TD-2と適合スリットランプ

適合モデル	700GL, 4ZL, 2ZL
-------	-----------------

## TD-2に取付できるデジタルカメラモデル

TD-2にはデジタルカメラは付属していません。ご購入の場合には適合カメラをご参照ください。

適合カメラ	CANON社製 デジタル一眼レフカメラ
-------	---------------------

※適合カメラの詳細につきましては、弊社営業部までお問い合わせください。

⚠️ 安全に正しくお使いいただくために、「取扱説明書」をよくお読みいただいてからご使用ください。

- 製品改良のため、カタログにある記載内容と外観は予告なく変更されることがあります。
- 撮影時の光や印刷の色合いにより、カタログの写真と実際の製品の色は多少異なる場合があります。

**株式会社 タカギセイコー**

本社 〒383-8585  
長野県中野市岩船330-2  
TEL.(0269)22-4512  
FAX.(0269)26-6321  
<https://www.takagi-j.com>

東日本支店 〒112-0012 東京都文京区大塚六丁目37-5  
藤和護国寺コープ1階C号  
TEL.(03)5615-9282 FAX.(03)5615-9283  
西日本支店 〒561-0834 大阪府豊中市庄内栄町3-24-5  
TEL.(06)6334-4512 FAX.(06)6334-4521

担当代理店



株式会社タカギセイコー

