




Applanation Tonometer AT-1

Serving Your Vision



Applanation Tonometer AT-1



付属品



仕様

型式	アプラーショントノメーター AT-1	
適用スリットランプ	700GL, 700GL NSW 2ZL, 4ZL	30GL
トノメーターベース	TB700	TB30
測定方法	圧平式（スリットランプの左眼で観察）	
圧平面積	7.354mm ²	
測定圧平面の直径	3.06mm	
測定範囲	0 ~ 80 mmHg	
最小目盛	2 mmHg	
mmHg と kPa の交換式	1 mmHg = 101325/760Pa ≒ 133.3Pa 100Pa = 0.1kPa	

⚠ 安全に正しくお使いいただくために、「取扱説明書」をよくお読みいただいでからご使用ください。

- 製品改良のため、カタログにある記載内容と外観は予告なく変更されることがあります。
- 撮影時の光や印刷の色合いにより、カタログの写真と実際の製品の色は多少異なる場合があります。

機械器具21 内臓機能検査用器具 16809000 眼圧計 管理医療機器 特定保守管理医療機器

承認番号 21800BZX10101000

株式会社 タカギセイコー

本社 〒383-8585
長野県中野市岩船330-2
TEL.(0269)22-4512
FAX.(0269)26-6321
<https://www.takagi-j.com>

東日本支店 〒112-0012 東京都文京区大塚六丁目37-5
藤和護国寺コープ1階C号
TEL.(03)5615-9282 FAX.(03)5615-9283
西日本支店 〒561-0834 大阪府豊中市庄内栄町3-24-5
TEL.(06)6334-4512 FAX.(06)6334-4521

担当代理店



株式会社タカギセイコー