

SINGLE USE

Single use lenses – Surgical サージカルレンズ

単回使用検査用コンタクトレンズです。高透過率/反射防止コーティングのレンズを採用し、非常に明るくクリアな眼底像を提供します。各レンズは安心して便利な滅菌済みパッケージです（10個入り）。
ディスプレイ製品ですので、一回限りの使用になります（再使用不可）。

K30-1400

サージカルゴニオプリズム RH

K30-1405

サージカルゴニオプリズム LH

単回使用のサージカルゴニオレンズです。
緑内障手術の際に隅角のクリアな像を提供します。右手用と左手用の2種類があります。
倍率:1.20x

K30-1020

1ミラーサージカルレンズ

単回使用のサージカルゴニオレンズです。
特殊コーティングを施し、反射も少なく等倍でクリアに隅角を観察することができます。
倍率:1.0x

K30-1010

4ミラーサージカルレンズ

単回使用のサージカルゴニオレンズです。4枚64°のミラーを配置することで回転させることなく、前房隅角全周を観察することができます。
倍率:0.8x

K30-1520

サージカルワイドフィールドレンズWHD

広視野で歪みのない鮮明な眼底像を提供します。
反射防止コーティングを施しています。
視野:155° 倍率:0.42x



硝子体レンズ&アクセサリ

A **K30-1440** フラットレンズ

単回使用の硝子体レンズです。
レンズ前面がフラットになっており、硝子体中央部の観察等に有効です。
視野:36° 倍率:1.02x



B **K30-1435** 拡大レンズ

単回使用の硝子体レンズです。後極部の詳細な観察に有効です。
視野:30° 倍率:1.20x



C **K30-1430** コンケーブレンズ

単回使用の硝子体レンズです。空気置換時の眼底観察に有効です。
視野:25° (空気置換時) 倍率:0.8x



D **K30-1535** スーチャーリング タブ付

このタブ付きリングは、硝子体レンズを安定して保持するプラットフォームを提供します。
またタブ無しスーチャーリング(K30-1530)もご用意しております。



K30-1420 20° プリズムレンズ

単回使用の硝子体レンズです。
20°プリズムレンズで歪みもなく後極部眼底周辺を観察できます。
視野:36° 倍率:1.02x



K30-1425 30° プリズムレンズ

単回使用の硝子体レンズです。
30°プリズムレンズで歪みもなく赤道周辺部を観察できます。
視野:30° 倍率:1.02x



K30-1450 サージカルワイドフィールドレンズ

単回使用のワイドフィールドレンズです。
広視野で歪みなく鮮明な眼底像を提供します。
視野:155° 倍率:0.42x

販売名:Katena検査用コンタクトレンズ
認証番号:第227AFBZI00100000号

PB(K-SURG)J Rev.2